

Напечатать

«ASTANA VISION» ЖШС

Казакстан Республикасы

010000 Астана қаласы

Алматы ауданы Омарова

қошесі, 10 уй, ВП - 7 Тел. 56

36 36



ТОО «ASTANA VISION»

Республика Казахстан

010000 город Астана район

Алматы ул.Омарова, дом

10, ВП - 7 Тел. +7 (7172) 56

36 36 www.astanavision.com

ВЫПИСКА**из медицинской карты 7773****Фамилия, имя, отчество** Кучеренко Константин Александрович**Дата рождения** 23.05.1997**Диагностические исследования:****Рефрактометр:** OD: AR Sph-12,75 Cyl-3,75 Ax17°

OS: AR Sph-13,25 Cyl-4,50 Ax148°

Кератометр: OD: K1 41,50 Ax14° / K2 44,00 ΔK -2,50

OS: K1 41,50 Ax160° / K2 43,75 ΔK -2,25

Визометрия: VOD=0,05 Sph-12,75 Cyl-3,75 Ax17°=0,10

VOS=0,02 Sph-13,25 Cyl-4,50 Ax148°=0,10

Рефрактометр с циклоплегией: OD: ARC Sph-10,25 Cyl-3,00 Ax20°

OS: ARC Sph-10,25 Cyl-3,75 Ax147°

IOL Мастер: OD: K1=43 ax0 K2=43, A=27,7, Pup=5,4, WTW=12,4

OS: K1=43 ax0 K2=43, A=27,9, Pup=4,7, WTW=12,5

Тонометрия: IOP OD=11,0 (бесконтактный)

IOP OS=11,0 (бесконтактный)

Oculyzer: OD: CCT= 532мкм.

OS: CCT= 543мкм.

Жалобы:

OD: Низкое зрение, общее снижение. OS: Низкое зрение, общее снижение.

История заболевания:

Заболевание развивалось постепенно в течение 16 лет. Лекарственная непереносимость: Нет

Офтальмологический статус:**OD:** Положение глаза ортотропия, подвижность глаза в норме. Рост ресниц правильный. Глаз спокоен. Роговица прозрачна, . Передняя камера средней глубины, влага п/к прозрачна. Угол передней камеры открыт. Радужная оболочка в норме. Зрачок круглый, реакция на свет сохранена. Хрусталик прозрачен. Глазное дно: ДЗН: цвет бледный, границы четкие, миопический конус. Ход сосудов не изменен, макулярная зона: диспигментация, макулярные рефлексы в норме. ПВХРД: "булыжная мостовая", во всех отделах.**OS:** Положение глаза ортотропия, подвижность глаза в норме. Рост ресниц правильный. Глаз спокоен. Роговица прозрачна, . Передняя камера средней глубины, влага п/к прозрачна. Угол передней камеры открыт. Радужная оболочка в норме. Зрачок круглый, реакция на свет сохранена. Хрусталик прозрачен. Глазное дно: ДЗН: цвет бледный, границы четкие,

миопический конус. Ход сосудов не изменен, макулярная зона: диспигментация, макулярные рефлексы в норме. ПВХРД: "булыжная мостовая", во всех отделах.

Диагноз: OD: Миопия стац. высокой степени (H52.1). Сложный миопический астигматизм (H52.2). Частичная атрофия зрительного нерва (H47.2). Амблиопия (H53.0).
OS: Миопия стац. высокой степени (H52.1). Сложный миопический астигматизм (H52.2). Частичная атрофия зрительного нерва (H47.2). Амблиопия (H53.0).

Рекомендовано: Очки для дали

Наблюдение окулиста по месту жительства

Курсы консервативного лечения 2р в год по месту жительства

11.06.2014 Врач

Ремесников И.А.

